

Biatain Ag Pansement hydrocellulaire Non-Adhésif imprégné d'ions argent

Biatain Ag Pansement hydrocellulaire Adhésif imprégné d'ions argent

Biatain Ag Pansement hydrocellulaire Adhésif imprégné d'ions argent :

Sacrum

Talon

Biatain Ag Cavité hydrocellulaire imprégné d'ions argent



23313308 v3.0a Le logo Coloplast est une marque déposée de Coloplast A/S.
© [2012-08] Tous droits réservés à Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danemark.

Avertissement

Ce produit est à usage unique et doit être jeté après utilisation. La réutilisation de ce produit peut entraîner un risque potentiel pour le patient. Le recyclage, le nettoyage, la désinfection et la stérilisation peuvent compromettre les caractéristiques du produit et créer un risque supplémentaire de toxicité ou d'infection pour le patient.

Précautions

Les plaies diabétiques et celles d'origine exclusivement ou principalement artérielle doivent faire l'objet d'une surveillance médicale régulière, en accord avec les bonnes pratiques locales.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag ne devraient pas être utilisés chez les patients ayant une hypersensibilité connue à l'argent.

En cas de réaction de type allergique, veuillez contacter les Laboratoires Coloplast.

Ne pas utiliser les pansements hydrocellulaires Biatain Ag avec des solutions oxydantes, telles que les solutions d'hypochlorite (type Dakin) ou l'eau oxygénée. Après utilisation de toute autre solution, s'assurer qu'elle est complètement évaporée et que la peau est sèche avant d'appliquer le pansement.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag peuvent produire une coloration transitoire du lit de la plaie, qui peut être éliminée par un lavage en douceur.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag doivent être retirés avant les traitements ou examens exposant le patient à des radiations, du type radiographie, échographie, diathermie ou micro-ondes.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag sont compatibles avec l'imagerie par résonance magnétique délivrant des champs magnétiques jusqu'à 3 Tesla, et

peuvent donc être laissés en place durant ce type d'examen (Tesla : unité de force du champ magnétique).

L'utilisation des pansements hydrocellulaires Biatain Ag chez la femme enceinte ou allaitante ainsi que chez les enfants n'a pas été étudiée.

Il n'existe pas de données disponibles sur l'utilisation des pansements hydrocellulaires Biatain Ag en association avec des agents débridants enzymatiques.

L'utilisation du gel Purilon avec des pansements hydrocellulaires Biatain Ag Cavité n'a pas été étudiée.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag Cavité ne doivent pas être utilisés sur des plaies sèches ou des plaies profondes présentant une très faible ouverture.

Si l'emballage est endommagé ou ouvert, ne pas utiliser le produit.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag doivent être conservés en position horizontale.

Protéger de la lumière directe du soleil.

Les Laboratoires Coloplast déclinent toute responsabilité pour les blessures ou pertes résultant de l'utilisation de ce produit de manière contraire aux recommandations actuelles des Laboratoires Coloplast.

Application



1. Pansement hydrocellulaire Biatain Ag Non-Adhésif
Appliquer la face unie (non imprimée) du pansement au contact de la plaie.



2. Pansement hydrocellulaire Biatain Ag Adhésif
Saisir le pansement par les ailettes pour éviter de toucher le pansement et assurer une application aseptique. Écarter les feuillets protecteurs et placer le pansement face adhésive sur la plaie. Retirer ensuite les feuillets protecteurs et terminer l'application du pansement.



3. Pansement hydrocellulaire Biatain Ag Adhésif/Sacrum
Saisir le pansement par les ailettes pour assurer une application aseptique. Retirer le feuillet protecteur central. Placer la partie étroite du pansement le plus bas possible sur la plaie et appliquer le pansement en remontant vers le haut et vers l'extérieur. Retirer les feuillets protecteurs latéraux.



4. Pansement hydrocellulaire Biatain Ag Adhésif/Talon
Saisir le pansement par les ailettes pour assurer une application aseptique. Retirer le feuillet protecteur central. Le pansement a la forme d'une « flèche ». Plier le pansement selon un angle de 90° entre le haut et le bas de la flèche. Positionner la flèche vers l'avant du pied et coller cette partie sous la plante du pied. Fixer la partie postérieure du pansement au niveau du talon d'Achille. Retirer un à un les feuillets protecteurs latéraux et appliquer avec précaution les deux parties restantes du pansement de chaque côté de la cheville, de manière à ce que la mousse recouvre le talon.



5. Biatain Ag Cavité Retirer le papier protecteur. Appliquer d'une manière lâche Biatain Ag Cavité de manière à combler environ la moitié du volume de la plaie. Lors de l'absorption de l'exsudat, Biatain Ag Cavité s'étend jusqu'à remplir entièrement la cavité en un temps très court. Appliquer de manière aseptique Biatain Ag Cavité en fonction de la forme de la plaie en repliant légèrement le pansement le long des perforations ou en l'enroulant.



Pour retirer le pansement, soulever délicatement ses coins et les éloigner de la plaie.



Pour retirer les pansements adhésifs, il est recommandé de décoller la bordure adhésive avant de soulever le pansement de la plaie pour le retirer.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag Sacrum doivent être retirés en commençant par les bords de la partie supérieure et en descendant vers l'anus afin de minimiser le risque de transmission des infections.

Description

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag sont des pansements anti-bactériens, stériles et à usage unique, constitués d'une mousse de polyuréthane, souple et hautement absorbante, dont le principe actif est l'argent ionique. Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag maintiennent un milieu humide favorable à la cicatrisation et assurent un drainage optimal des exsudats.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag sont constitués d'une mousse de polyuréthane dans laquelle un complexe argenteux anti-bactérien est dispersé de façon homogène. Au contact des exsudats, l'argent est libéré dans la plaie. Le

relargage de l'argent se prolonge, selon la quantité d'exsudats, jusqu'à 7 jours. Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag sont actifs sur les souches bactériennes présentant un effet délétère sur la cicatrisation des plaies, tels que le *Pseudomonas aeruginosa*, le *Staphylococcus aureus* et le streptocoque bêta-hémolytique. Une activité antibactérienne se poursuivant pendant 7 jours a été démontrée in vitro.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag sont recouverts d'un film perméable à l'air et imperméable à l'eau et aux bactéries.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag Non-Adhésifs sont particulièrement adaptés aux plaies présentant une peau périlésionnelle lésée/fragilisée.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag Adhésifs ont des bords adhésifs à base d'hydrocolloïde.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag Adhésifs Talon/Sacrum sont spécifiquement conçus pour les localisations difficiles à recouvrir. Ils possèdent des bords adhésifs à base d'hydrocolloïde.

Biatain Ag Cavité est perforé pour garantir une véritable souplesse d'application.

Indications

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag sont indiqués pour le traitement de nombreux types de plaies exsudatives, notamment ulcères de jambe et escarres, présentant un risque infectieux ou un retard de cicatrisation dû à une surcharge bactérienne.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag peuvent être utilisés sur les brûlures du deuxième degré, les sites donneurs de greffe, les plaies post-opératoires et les dermabrasions, présentant un risque infectieux ou un retard de cicatrisation dû à une surcharge bactérienne.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag Non-Adhésifs sont également indiqués pour le traitement des ulcères du pied diabétique.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag peuvent contribuer à réduire les odeurs causées par la présence de germes dans la plaie.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag peuvent être utilisés chez les patients traités pour une infection locale ou systémique, sous la libre appréciation des professionnels de santé.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag peuvent être utilisés tout au long du processus de cicatrisation pour protéger les plaies indiquées ci-dessus.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag peuvent être utilisés conjointement avec une bande de compression.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag Cavité sont indiqués pour le traitement des plaies exsudatives profondes, dont les ulcères de jambe, les escarres de décubitus, les ulcères du pied diabétique et les plaies aiguës.


Mode d'emploi

Pansements hydrocellulaires Biatain Ag

1. Nettoyer la plaie à l'eau tiède ou au sérum physiologique. Sécher délicatement le pourtour de la plaie. L'utilisation, en association avec les pansements hydrocellulaires Biatain Ag, d'agents nettoyants autres que l'eau tiède ou le sérum physiologique n'a pas été étudiée.
2. En cas d'utilisation d'un film, d'une crème, d'un onguent ou de tout autre produit similaire, laisser sécher la peau avant d'appliquer le pansement.
3. Retirer le pansement hydrocellulaire Biatain Ag de son emballage de façon aseptique. Ne pas toucher la face unie (non imprimée) du pansement.
4. Appliquer le pansement hydrocellulaire Biatain Ag conformément aux illustrations et aux instructions du mode d'emploi. Choisir un pansement dont le tampon en mousse dépasse les bords de la plaie d'au moins 2 centimètres. Pour les pansements de petite taille, un dépassement de 1 centimètre suffit.
5. Si la plaie est peu exsudative, le pansement hydrocellulaire Biatain Ag peut être humidifié avec du sérum physiologique avant son application sur la plaie.
6. Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag Non-Adhésifs doivent être maintenus à l'aide d'un pansement secondaire ou d'une bande de compression.
7. Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag doivent être changés à une fréquence dépendant de l'état clinique de la plaie ou lorsque l'exsudat approche le bord du pansement.
8. Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag peuvent être laissés en place jusqu'à 7 jours selon la quantité d'exsudat, l'état du pansement et le type de plaie.
9. En cas d'utilisation de produits à base d'ions d'argent pendant plus de 30 jours, une évaluation clinique par un professionnel de santé est recommandée.

Biatain Ag Cavité (instructions identiques à celles des précédents points 1 et 2).

1. Appliquer le pansement hydrocellulaire Biatain Ag Cavité en se conformant aux illustrations et aux instructions d'application.
2. Pour fixer et recouvrir, utiliser un autre pansement, par exemple, pansements hydrocellulaires adhésifs Biatain Ag/pansements Biatain Ag Sacrum (destinés aux plaies fortement exsudatives) ou pansements Comfeel Plus pour ulcères/pansements Comfeel Sacrum ou pansements transparents Comfeel Plus (destinés aux plaies modérément exsudatives).
3. Il est recommandé de changer le pansement hydrocellulaire Biatain Ag Cavité lors du changement du pansement secondaire. Veiller à ce que le pansement hydrocellulaire Biatain Ag Cavité soit entièrement retiré du lit de la plaie.

Symbole	
	Appliquer la face unie (non imprimée) du pansement sur la plaie.
WO	Work Order (WO)/LOT Le numéro WO sur la boîte identifie un lot de conditionnement. Le numéro de LOT qui apparaît sur le sachet unitaire (conditionnement primaire) correspond à un lot de production.