



23313661, V3 Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S.
© [02-2013.] Tous droits réservés à Coloplast A/S, Høtveddam 1, 3050 Humlebaek, Danemark.

Indications

Le produit est un pansement en mousse de polyuréthane stérile destiné à la cicatrisation en milieu humide et au contrôle des exsudats.

Biatain Silicone :

- est indiqué pour un large éventail de plaies exsudatives dont les ulcères de jambe, les escarres, les ulcères du pied diabétique non infectés et les sites donneurs de greffes ;
- peut être utilisé pour les plaies post-opératoires et les dermabrasions ;
- peut être utilisé chez les patients traités pour une infection locale ou systémique, à l'appréciation d'un professionnel de santé ;
- convient à un usage en association avec une compression ;
- peut être utilisé avec le gel Purilon pour une déterction autolytique efficace des tissus nécrotiques ;
- peut rester en place jusqu'à 7 jours en fonction de la quantité d'exsudat, de l'état du pansement et du type de plaie ;
- peut être utilisé tout au long du processus de cicatrisation pour assurer la protection des plaies indiquées.

Information

Biatain Silicone est un pansement absorbant avec adhésif siliconé.

Le pansement Biatain Silicone est constitué de :

- un film ajouré en silicone souple directement en contact avec la plaie ;
- une couche absorbante en mousse de polyuréthane ;
- une couche de rétention ;
- un film extérieur perméable à l'air et imperméable à l'eau et aux bactéries.

Le pansement Biatain Silicone Lite est flexible et moins épais que Biatain Silicone.

Il est constitué de :

- une couche de contact perforée en silicone souple ;
- une couche absorbante en mousse de polyuréthane ;
- un film extérieur perméable à l'air et imperméable à l'eau et aux bactéries.

En cas de réaction allergique, contactez votre professionnel de santé.

Coloplast ne peut être tenu responsable des dommages pouvant résulter de l'emploi de ce produit dans des conditions non conformes aux instructions de la notice d'utilisation.

Attention

Les plaies diabétiques et celles d'origine exclusivement ou principalement artérielle doivent faire l'objet d'une surveillance médicale régulière, en accord avec les Bonnes Pratiques.

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

Ne pas utiliser le produit avec des solutions oxydantes comme les solutions d'hypochlorite (type Dakin) ou l'eau oxygénée. Après utilisation de toute autre solution, s'assurer qu'elle est complètement évaporée et que la peau est sèche avant d'appliquer le pansement.

Biatain Silicone et Biatain Silicone Lite :

Si le produit est coupé ou endommagé, il ne doit pas être utilisé.

Avertissement

La réutilisation de ce produit à usage unique peut entraîner un risque pour l'utilisateur. Le retraitement, le nettoyage, la désinfection et la stérilisation peuvent compromettre les caractéristiques du produit et créer un risque supplémentaire de dommage corporel ou d'infection pour le patient.

Utilisation des pansements Biatain Silicone et Biatain Silicone Lite

Préparation

1. Nettoyer la plaie à l'eau tiède ou au sérum physiologique, conformément aux procédures locales.
2. Sécher délicatement le pourtour de la plaie.
3. En cas d'utilisation d'un film, d'une crème, d'un onguent ou de tout autre produit similaire, laisser sécher la peau avant d'appliquer le pansement.

Application

4. Choisir un pansement dont la mousse dépasse les bords de la plaie d'au moins 1 à 2 centimètres.
5. Saisir le pansement par les ailettes pour éviter de toucher le pansement et pour assurer une application aseptique. Enlever le film protecteur central d'abord et appliquer la partie en mousse du pansement sur la plaie. Retirer ensuite les feuillets protecteurs et terminer l'application du pansement.



6. Appliquer la face adhésive sur la plaie.

Retrait


7. Le produit doit être changé à une fréquence dépendant de l'état clinique de la plaie ou lorsque l'exsudat approche le bord du pansement.
8. Pour retirer le pansement, soulever délicatement ses coins et les éloigner de la plaie. Il est recommandé de décoller les bords adhésifs avant d'enlever le pansement de la plaie.



Élimination des déchets

9. Ce produit est à usage unique et peut être jeté avec les déchets ménagers. Ne pas le jeter dans les toilettes.

Symboles

	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
---	---